



**TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH**

LUEDDE EXOPHTHALMOMETER

#53503

The base of the transparent rule is placed directly against the external orbital canthus. The ruler must be tilted slightly upward in order to obtain the highest reading at the apex of the cornea. The patient should face good light and look directly forward. The norms are the other eye, meaning both eyes should have equal findings.

RECOMMENDATION FOR STERILIZATION OF THE LUEDDE EXOPHTHALMOMETER

The recommended solution for the tonometer sterilizer is glutaraldehyde as a mix at about 2% concentration.

Manufacturer:

MetriCide® 28 High-Level Disinfectant / Sterilant. 2.5% buffered glutaraldehyde. Recommended for immersible & heat-sensitive equipment/instruments. FDA-registered. Made by Kerr/Metrex.

Features of glutaraldehyde:

- Bactericidal, Virucidal, Fungicidal, Tuberculocidal, Sporacidal
- Convenient: no dilution necessary, just pour and use
- Noncorrosive: Compatible with all non-lensed immersible & heat-sensitive instruments/equipment
- Time-tested: Glutaraldehyde-based, 20+ year history, tried-and-true formula
- Contains surfactant: increase penetration of sterilant into instruments & equipment
- Long life: use & reuse up to 28 days

MED/CERT

ISO 13485: 2003
+ AC: 2007

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straße 15, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (Germany)
Geschäftsführer: Hartmut Otto, Amtsgericht Bielefeld HRB 34919
Ust.-Id.-Nr. DE 811 775 477
Bankverbindung: Kreissparkasse Wiedenbrück, Konto 3010477, BLZ 47853520
IBAN: DE55 4785 3520 0003 0104 77, SWIFT-BIC.: WELADED1WDB

Postanschrift:
Postfach 1443 · 33751 Schloß Holte-Stukenbrock (Germany)
Tel. 05207/991688-0 · Fax 05207/991688-28
Internet: www.tshs.eu · Internet: www.augenpflaster.com
Internet-Shop: www.eyesfirst.eu · E-Mail: info@tshs.eu